



Defibrillator Bayern  
Flüssener Weg 14  
86498 Kettingshausen  
DEUTSCHLAND  
UID: DE301014351

## Beschreibung PRIMEDIC HeartSave- Serie

### ***Adaptive Benutzerführung***

des AED, der sich zur Optimierung des HWL-Ablaufs der Arbeitsgeschwindigkeit des Anwenders anpasst.

### ***Kindertaste***

für Kinderdefibrillation mit angepasster Energiestufen auch ohne speziellen Kinderelektroden

### ***Biphasische Energieabgabe***

mit Thorax-Impedanz-Messung und einer individuellen Energieanpassung bei jedem Schock

### ***Eskalierende Energiestufen***

bis 360 J für eine optimale Wirkung auch bei eventuell notwendigen Mehrfachdefibrillationen

### ***CPR-Prime***

als spezieller HLW-Algorithmus, der eine optimale Schockeffizienz und schnellstmögliche Patientenversorgung erlaubt

### ***Wirtschaftlichkeit***

dank langlebiger und preisgünstiger Verbrauchsmaterialien für minimale Folgekosten

### ***Dokumentation***

von jedem Einsatz auf einer Speicherkarte (Ereignisse mit Zeitstempel, Messwerte, EKG)

### ***Made in Germany***

Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Technischer Service der Metrax GmbH befinden sich seit über 40 Jahren in Rottweil