



LIFELINE ECG

Professionelle Anforderungen – einfache Bedienung

Spezifikationen

Defibrillator – halbautomatisiert


- Schnelle Analyse & Ladezeit
- Patientenüberwachung über 3-Kanal-EKG-Kabel (separat erhältlich)
- Gewicht 1,4 Kg
- Schutzklasse IP 55

Defibrillator – Funktionen

- Wahlweise mit EKG-Anzeige oder videoanimierter / sprachbasierter Benutzerführung
- Anwendung bei Kindern mittels spezieller Kinderelektroden (separat erhältlich)
- Energieabgabe: 150 Joule bei Erwachsene 50 Joule bei Kinderelektroden

Batterielaufzeit: 4 Jahre oder bis zu 125 Schockabgaben

- Elektrodenhaltbarkeit: 24 Monate
- Selbsttest: Automatisch, täglich
- Fernüberwachung möglich (separat erhältlich)



Fakten Wiederbelebung in Deutschland:

- 136.000 plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand 2024 in Deutschland
- 55 % Reanimationsquote durchgeführt durch Laien
- Bei einem Herzstillstand sinkt die Überlebenschance mit jeder Minute ohne Hilfe um etwa 10 %.
- Nach nur 3 bis 5 Minuten kommt es zu bleibenden Schäden
- 80 % Überlebenschance bei Herzdruckmassage und früher Defibrillation mit einem AED

Defibtech - Ihr Lokaler Partner aus NRW

Weltweit über 600.000 verkaufte Defibrillatoren (AED).

Ihr Partner für Medizin, Industrie, Büro, Freizeit und Gastronomie.

Unser Team von Defibtech Deutschland berät sie kompetent und individuell, wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

