



# **defibtech** **LIFELINE PRO** Professionelle Anforderungen – einfache Bedienung



## Spezifikationen

### Defibrillator – manuell / automatisiert


- Auswahl der Energie und Schockabgabe manuell einstellbar
- Energiestufen: 25 – 200 Joule
- Schnelle Ladezeit
- Patientenüberwachung über 3-Kanal-EKG-Kabel (separat erhältlich)

### Defibrillator – Funktionen im AED-Modus

- Wahlweise mit EKG-Anzeige oder videoanimierter / sprachbasierter Benutzerführung im AED-Modus
- Schnelle Analyse & Ladezeit
- Energieabgabe: 150 Joule im AED-Modus

### Batterielaufzeit: 4 Jahre oder bis zu 125 Schockabgaben

- Elektrodenhaltbarkeit: 24 Monate
- Selbsttest: Automatisch, täglich
- Fernüberwachung möglich (separat erhältlich)



## Fakten Wiederbelebung in Deutschland:

- 136.000 plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand 2024 in Deutschland
- 55 % Reanimationsquote durchgeführt durch Laien
- Bei einem Herzstillstand sinkt die Überlebenschance mit jeder Minute ohne Hilfe um etwa 10 %.
- Nach nur 3 bis 5 Minuten kommt es zu bleibenden Schäden
- 80 % Überlebenschance bei Herzdruckmassage und früher Defibrillation mit einem AED

## Defibtech - Ihr Lokaler Partner aus NRW

Weltweit über 600.000 verkaufte Defibrillatoren (AED).  
Ihr Partner für Medizin, Industrie, Büro, Freizeit und Gastronomie.  
Unser Team von Defibtech Deutschland berät sie kompetent und individuell,  
wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

**Defib Deutschland GmbH**  
Info@defibtech.de | www.defibtech.de | 0211-97532990

Hinweis: Der Verkauf dieses Produkts erfolgt ausschließlich an autorisiertes und geschultes Fachpersonal.

