



LIFELINE VIEW AUTO

2 sprachige Videoanleitung – besonders einfache Bedienung

Spezifikationen

Defibrillator (AED) – vollautomatisch

- Video / Sprachbasierter Defibrillator (AED)
- Sprachen Deutsch / Englisch
- Schnelle Analyse & Ladezeit
- Anwendung bei Kindern mittels spezieller Kinderelektroden (separat erhältlich)
- Energieabgabe: 150 Joule bei Erwachsene 50 Joule bei Kinderelektroden
- Schutzklasse IP 55

Batterielaufzeit: 4 Jahre oder bis zu 125 Schockabgaben

- Elektrodenhaltbarkeit: 24 Monate
- Selbsttest: Automatisch, täglich
- Fernüberwachung möglich (separat erhältlich)



Fakten Wiederbelebung in Deutschland:

- 136.000 plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand 2024 in Deutschland
- 55 % Reanimationsquote durchgeführt durch Laien
- Bei einem Herzstillstand sinkt die Überlebenschance mit jeder Minute ohne Hilfe um etwa 10 %.
- Nach nur 3 bis 5 Minuten kommt es zu bleibenden Schäden
- 80 % Überlebenschance bei Herzdruckmassage und früher Defibrillation mit einem AED



Defibtech - Ihr Lokaler Partner aus NRW

Weltweit über 600.000 verkaufte Defibrillatoren (AED).
Ihr Partner für Medizin, Industrie, Büro, Freizeit und Gastronomie.

Unser Team von Defibtech Deutschland berät sie kompetent und individuell,
wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.